



Notice d'installation et d'utilisation d'Apiwebmail

SOMMAIRE

I Introduction	Page 3
II Installation d'Apiwebmail pour PC	Page 4
III Installation d'Apiwebmail pour Mac	Page 5
IV Utilisation d'Apiwebmail	Page 7
V Création d'un message	Page 9
VI Utilisation sur clef USB	Page 10

I Introduction

ApiWebmail est un navigateur web dédié Apicrypt. Complément de tout client de messagerie Apicrypt, il permet d'accéder à vos messages de façon sécurisée Apicrypt, mais en mode http, sans stockage local sur votre disque dur. Aucun paramétrage n'est nécessaire.

ApiWebmail peut être placé sur une clef USB avec vos clefs Apicrypt afin de vous permettre un accès nomade depuis tout autre poste dès l'instant où celui-ci dispose d'un accès internet.

Son but est complémentaire : ApiWebmail permet de consulter rapidement l'information, les clients de messagerie permettent eux de l'exploiter dans vos logiciels métier.

Les messages continuent d'être reçus sur l'adresse email habituelle, mais une copie des messages reçus est envoyée sur le webmail toujours sous forme cryptée Apicrypt. Le décryptage se fait au niveau du poste utilisateur qui nécessite de ce fait la présence des clefs.


Note : ApiWebmail ne garde que les 3 dernières semaines de courrier. Il n'est donc pas gênant de ne consulter le webmail qu'occasionnellement, les messages arrivant bien entendu et avant tout dans votre compte de messagerie pour intégration au dossier patient.

II Installation d'Apiwebmail pour PC

Lors de l'installation des clefs de cryptage, Apiwebmail se copie avec les clefs dans le disque dur C:\Apicrypt\.

Vous pouvez créer un raccourci sur votre bureau en vous rendant dans le dossier C:\Apicrypt\, et en faisant un clic droit sur « Apiwebmail.exe », puis clic gauche sur « Envoyer vers ... » et enfin sur « Bureau ».

Il faut que le logiciel Apiwebmail soit dans le dossier C:\Apicrypt\, afin d'être dans le même répertoire que le dossier clefs.



Vous pouvez aussi vous procurer Apiwebmail sur notre site internet www.apicrypt.org puis dans la rubrique « Mises à jour ».

III Installation d'Apiwebmail pour Mac


Sous Mac, comme sous PC Apiwebmail s'installe en même temps que les clefs

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Installer » comme ci dessous.




Une fenêtre s'ouvre dans le répertoire Applications/Apicrypt Service

Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer un alias ou le placer dans votre dock.



IV Utilisation d'Apiwebmail

Que vous soyez sous PC ou Mac, Apiwebmail a exactement la même interface. Au lancement d'Apiwebmail, la fenêtre ci-dessous s'ouvre.



Il ne vous reste plus qu'à consulter votre courrier en sélectionnant le message. Le message (mail et pièce jointe) sera décrypté et affiché en clair. Pour décrypter la pièce jointe, il faut simplement la sélectionner et cliquer sur le bouton "Télécharger", un message vous demandera à quel endroit vous désirez l'enregistrer.

Actualiser Nouveau Répondre Stop Infos

Clefs de cryptage : Sleman.AZIZ

Vu	Date	De	PJ	Sujet
Vu	2007-05-29 17:40:56	H.EBRING.cliniquecms	0	RE: support apicrypt message 3
Vu	2007-05-31 15:36:21	SERGE.QUAIA.ch-forbach	0	Re: [TICKET 16512]support apicrypt forbach
Vu	2007-06-04 11:08:08	A.VAUCELLE.ch-toul	0	test 3
Vu	2007-06-04 18:02:46	frederic.stahl	0	Fwd: Resultats H.PR.I.M medecin 310/RESU3231/20070604...
Vu	2007-06-08 09:56:37	support	1	[TICKET 16255] test fictif biologie format hprim 1

Prêt

0000046496
DUPONTEST2
JEANNE2

80 RUE de l'été
59240 Dunkerque
09/02/53
253026592100011
872222
01/01/07
LABORATOIR LABM DUTEST
Destintaire test

Examen(s) du: 27/12/06

Hémogramme			Valeurs normales	
			Normales	Antérieurs
HEMATIES	5,12	M/mm3	3,80 à 5,80	
Hématocrite	43,4	%	37,0 à 47,0	
Hémoglobine	13,9	g/100ml	11,5 à 16,0	
T.C.M.H.	27,1	picog.	27,0 à 32,0	
C.C.M.H.	32,0	%	30,0 à 35,0	
V.G.M.	85	u3	80 à 100	
LEUCOCYTES	4.800	/mm3	4.0 à 10.0	
Polyn. Neutrophiles	51,8	%		
Polyn. Eosinophiles	6,4	%		
Polyn. Basophiles	1,4	%		
Lymphocytes	30,3	%		
Monocytes	10,1	%		

Pièces jointes :

Nom	taille
pjtest.pdf.apz	318172

Télécharger

1.1.5

V Création d'un message

Pour la création d'un nouveau message, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Nouveau », vous devez compléter les différents champs (en-tête Hprim, sujet du message, et autres champs standards)

Composition message - De : Sleman.AZIZ

À Nom Email Envoyer

Infos patient

Code Patient Né(e) le

Nom N° Sécu

Prénom N° Dossier

Adresse Date dossier 13 06 2007

Sujet :


Vous pouvez directement répondre à un message déjà reçu via le bouton « Répondre » qui se trouve dans l'interface principale.

VI Utilisation sur clef USB

Contrairement aux autres applications, Apiwebmail permet d'en faire une application nomade en l'installant sur une clef USB par exemple.

Cela permet de consulter les messages Apicrypt sur n'importe quel ordinateur pourvu d'une connexion internet.

Pour cela, il suffit simplement de mettre sur une clef USB, le dossier « Clefs » et les applications « Apiwebmail » version PC et MAC.



CONTACT



APICEM

Centre d'Affaires CRÉANOR
3, route de Bergues
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

Tél : 03 28 25 13 97

Tél support technique : 03 28 63 00 65

Email : infoapicrypt@infoapicrypt.org

Site Internet : www.apicrypt.org